

**visocolor® alpha****Nitrat****2 - 50 mg/l NO₃-****Nitrate
Nitriti
Nitroato
Nitraat****Art.-Nr. 935 065****100 Tests****Kit per la determinazione colorimetrica dei nitrati**

Questo test non contiene sostanze pericolose da evidenziare sull'etichetta.

Istruzioni per l'uso: vedasi anche il pictogramma sull'interno

- Risciacquare più volte il tubo col campione d'acqua e riempirlo fino al segno ad anello (5 ml).
- Aggiungere 5 gocce di NO₃-1 e mescolare agitando.
- Aggiungere 1 misurino pieno di NO₃-2 e agitare per 30 s.
- Dopo 5 min collocare il tubo sopra la scala colorata ed assegnare il valore dall'osservazione dall'alto. I valori intermedi possono essere stimati.

Questo metodo è applicabile per l'analisi dell'acqua di mare.

Smaltimento: I campioni utilizzati per l'analisi possono essere immessi nelle canalizzazioni dotate di sistema di depurazione, mescolandoli con acqua di rubinetto.

Interferenze: Quando la concentrazione dei nitrati supera i 50 mg/l NO₃- , il colore della reazione può essere instabile, la colorazione può venir schiarita. Diluire il campione fino a far rientrare la concentrazione nell'intervento di misura. I nitrati interferiscono. Sostanze ossidanti quali, ad esempio, Cl₂, Cr(VI) o Fe(III) possono abbassare il risultato o anche inhibire la reazione a forti concentrazioni.**Juego analítico para la determinación colorimétrica de nitrato**

Este ensayo no contiene ningún producto peligroso de indicación obligatoria.

Instrucciones de uso: vea también el pictograma en el interior

- Lavar repetidamente el recipiente con la prueba del agua y llenarlo hasta la marca (5 ml).
- Añadir 5 gotas de NO₃-1 y mezclar agitando.
- Añadir 1 cuchara de medida rasa de NO₃-2 y agitar durante 30 s.
- Después de 5 min colocar el recipiente sobre la escala de colores y asignar uno de los valores cromáticos. Los valores intermedios pueden interpolarse.

El método es adecuado para el análisis de aguas marinas.

Desechado: Los juegos de análisis usados pueden desecharse con agua de grifo a la canalización de la instalación de tratamiento de aguas residuales locales.

Interferencias: Para contenidos en nitrato > 50 mg/l NO₃- la reacción de color puede ser inestable, el colorante formado puede destruirse. Diluir la muestra en el rango de medida. Interfiere el nitrato. Las substancias oxidantes como Cl₂, Cr(VI) o Fe(III) pueden reducir los resultados, o inhibir la reacción dependiendo de su concentración.**Testset voor de colorimetrische bepaling van nitraat**

Deze test bevat geen gevaarlijke stoffen, die gekenmerkt moeten worden.

Gebruiksaanwijzing: zie ook het pictogram op de achterzijde

- Testbuisje meermalen met het watermonster uitspoelen en tot de markeerstreep (5 ml) afvullen.
- 5 druppels NO₃-1 toevoegen en mengen door schudden.
- 1 afgestreken maatlepel NO₃-2 erbij doen en 30 s schudden.
- Na 5 min testbuisje op de kleurenschaal zetten en kleur vergelijken (van boven af door het buisje heen kijken). Tussengelegen waarden kunnen geschat worden.

De methode is bruikbaar voor de analyse van zeewater.



Afvalverwerking: De gebruikte analyse-aanzetsels kunnen met leidingwater via de riolering naar de plaatselfijke installatie voor afvalwaterbehandeling worden afgeweerd.

Storingen: Bij een concentratie > 50 mg/l NO₃- is de kleurreactie instabel, de onstane kleurstof kann vernietigd worden. Monster in de meetgebied verdunnen. Nitriet stoort. Oxiderende stoffen, zoals Cl₂, Cr(VI) of Fe(III), kunnen naargelang van hun concentratie de meetwaarde verminderen of de reactie volledig verhinderen.**MACHELEY-NAGEL**

Postfach 10 13 52 · D-52313 Düren · Tel. (02421) 969-0



Postfach 10 13 52 · D-52313 Düren · Tel. (02421) 969-0

**MACHELEY-NAGEL**Interferences: Pour des concentrations > 50 mg/l NO₃- , la réaction de couleur peut être instable, la coloration peut être détruite. Diluer la mésure dans le domaine de mesure.

Eliminations des échantillons: Les échantillons d'échantillons peuvent être traitement des eaux avec de l'eau du robinet savant à l'utile locale de traitement des eaux.

Cette méthode peut être utilisée pour l'analyse de l'eau de mer.

4. Après 5 min placer le récipient sur l'échelle de couleurs et attribuer la valeur par l'inspection du haut.

3. Ajouter 1 cuillère de mesure remplie à ras bord de NO₃-2 et agiter pendant 30 s.2. Ajouter 5 gouttes de NO₃-1 et malaxer en agitant.

1. Rincer plusieurs fois le récipient avec l'échelle d'eau et le remplir jusqu'à la graduation (5 ml).

Mode d'emploi: Voyer aussi le pictogramme à l'intérieur.

Ce test ne contient aucun produit dangereux devant être spécialement étiqueté comme tel.

Kit de test pour la détermination colorimétrique du nitrate



may reduce the measurement reading or suppress the reaction totally.

Interferences: Nitrate concentrations > 50 mg/l NO₃- lead to an unstable colour reaction, the reaction colour gets bleached until the concentration is within the measuring range.

Disposing of the sample: The used samples can be flushed down the drain with tap water and channelled off to the local sewage treatment works.

This method can be used for analysing sea water.

4. After 5 min place the measuring vessel on the colour chart and assign the value by comparison of the colour. Mid-scale can be estimated.

3. Add 1 level measuring spoon of NO₃-2 and swirl for 30 s.

2. Rinse the test vessel several times with the water sample and fill to the ring mark (5 ml).

Instructions for use: also refer to the pictogram on the inside

This test does not contain any amounts of harmful substances which must be specially labelled as hazardous.

Test kit for performing colorimetric tests on nitrate

Reaktionen: Bei Konzentrationen > 50 mg/l NO₃- wird die Farbreaktion instabil. Oxidierende Stoffe wie Z, B, Cl₂, Cr(VI) oder Fe(III) können je nach Konzentration instabil die entstehende Reaktion aufzuhalten. Zersetzen mehrere Minuten. Nitrit stört. Letztlich müssen die Reaktionen wiederhergestellt werden.

Entzündung: Die gebrauchten Analysensatzzeile können mit Leitungswasser über die Kanalisation der örtlichen Abwasserbehörden entsorgt werden.

Die Methode ist zur Analyse von Meerwasser geeignet.

4. Nach 5 min Mengesloff NO₃-2 Zugaben und 30 s mischen.3. 1 gestrichenen Mengesloff NO₃-2 Zugaben und 30 s mischen.2. 5 Tropfen NO₃-1 Zugaben und durch Umschwenken mischen.

1. Probegebraub mit der Wasserprobe mehrmals spülen und bis zum Markierungssstich (5 ml) füllen.

Gebrauchsanweisung: siehe auch Pictogramm auf der Innenseite.


Dieser Test enthält kleine kennzeichnungsplättchen Gefahrstoffmergen.

Testbesteck zur kolorimetrischen Bestimmung von Nitrat



Nitrate
Nitriti
Nitrito
Nitraat

Nitrat
 $mg/l NO_3^-$



30891 / 9.4.11.59 / 935 065 / 0701

