



visocolor<sup>®</sup> alpha

Nitrit

0.05 - 1.0 mg/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup>

Nitrite  
Nitriti  
Nitrito  
Nitriet

Art.-Nr. 935 066

200 Tests

**Kit per la determinazione colorimetrica dei nitriti**



Questo test non contiene sostanze pericolose da evidenziare sull'etichetta.

**Istruzioni per l'uso:** vedasi anche il pittogramma sull'interno

1. Risciacquare più volte il tubo col campione d'acqua e riempirlo fino al segno ad anello (5 ml).
2. Aggiungere 1 misurino pieno di NO<sub>2</sub> e disciogliere agitando.
3. Dopo 10 min collocare il tubo sopra la scala colorata ed assegnare il valore dall'osservazione dall'alto. I valori intermedi possono essere stimati.

Questo metodo è applicabile per l'analisi dell'acqua di mare. A seconda della composizione dell'acqua di mare, il risultato può essere errato per eccesso di una quantità pari ad un valore sulla scala dei colori.

**Smaltimento:** I campioni utilizzati per l'analisi possono essere immessi nelle canalizzazioni dotate di sistema di depurazione, mescolandoli con acqua di rubinetto.

**Juego analítico para la determinación colorimétrica de nitrito**



Este ensayo no contiene ningún producto peligroso de indicación obligatoria.

**Instrucciones de uso:** vea también el pictograma en el interior

1. Lavar repetidamente el recipiente con la prueba del agua y llenarlo hasta la marca (5 ml).
2. Añadir 1 cuchara de medida de NO<sub>2</sub> y disolver agitando.
3. Después de 10 min colocar el recipiente sobre la escala de colores y asignar uno de los valores cromáticos. Los valores intermedios pueden interpolarse.

El método es adecuado para el análisis de aguas marinas. Según la composición del agua del mar, el resultado puede estar falseado hasta una unidad de escala hacia arriba.

**Desechado:** Los juegos de análisis usados pueden desecharse con agua de grifo a la canalización de la instalación de tratamiento de aguas residuales locales.

**Testset voor de colorimetrische bepaling van nitriet**



Deze test bevat geen gevaarlijke stoffen, die gekenmerkt moeten worden.

**Gebruiksaanwijzing:** zie ook het pictogram op de achterzijde

1. Testbuisje meermalen met het watermonster uitspoelen en tot de markeerstreep (5 ml) afvullen.
2. 1 afgestroken maatlepel NO<sub>2</sub> erbij doen en oplossen door schudden.
3. Na 10 min testbuisje op de kleurenschaal zetten en kleur vergelijken (van boven af door het buisje heen kijken). Tussengelegen waarden kunnen geschat worden.

De methode is bruikbaar voor de analyse van zeewater. Afhankelijk van de zeewatersamenstelling zal de waarde tot een markeerstreep op de schaal te hoog worden aangegeven.

**Afvalverwerking:** De gebruikte analyse-aanzetsels kunnen met leidingwater via de riolering naar de plaatselijke installatie voor afvalwaterbehandeling worden afgevoerd.



**Eliminations des échantillons:** Les échantillons d'analyse utilisés peuvent être envoyés à l'égoût avec de l'eau du robinet avant leur traitement à l'unité locale de traitement des eaux.

Cette méthode peut être utilisée pour l'analyse de l'eau de mer. Selon la composition de l'eau de mer, le résultat expérimental peut être trop élevé jusqu'à un échelon sur l'échelle de couleurs.

3. Après 10 min placer le récipient sur l'échelle de couleurs et attribuer la valeur par l'inspection du haut. Des valeurs intermédiaires peuvent être évaluées.
2. Ajouter 1 cuillère de mesure remplie à ras bord de NO<sub>2</sub> et dissoudre en agitant.
1. Rincer plusieurs fois le récipient avec l'échantillon d'eau et le remplir jusqu'à la graduation (5 ml).

**Mode d'emploi:** voyez aussi le pictogramme à l'intérieur

Ce test ne contient aucun produit dangereux devant être spécialement étiqueté comme tel.

**Kit de test pour la détermination colorimétrique du nitrite**

**Disposing of the sample:** The used analysis specimens can be flushed down the drain with tap water and channelled off to the local sewage treatment works.

This method can be used for analysing sea water. Depending on the composition of the sea water the result may be too high as much as one value on the colour scale.

3. After 10 min place the measuring vessel on the colour chart and assign the value by comparison of the colour. Mid-values can be estimated.
2. Add 1 level measuring spoon of NO<sub>2</sub> and dissolve by swirling.
1. Rinse the test vessel several times with the water sample and fill to the ring mark (5 ml).

**Instructions for use:** also refer to the pictogram on the inside

**Test kit for performing colorimetric tests on nitrite**

This test does not contain any amounts of harmful substances which must be specially labelled as hazardous.

**Entsorgung:** Die gebrauchten Analysenanätze können mit Leitungswasser über die Kanalisation der örtlichen Abwasserbehandlungsanlage zugeführt werden.

Die Methode ist zur Analyse von Meerwasser geeignet. Je nach Zusammensetzung des Meerwassers kann das Meßergebnis bis zu einem Skalenswert zu hoch angezeigt werden.

3. Nach 10 min Meßgefäß auf die Farbkarte stellen und in der Durchsicht von oben Farbvergleichswert zurechnen. Zwischenwerte lassen sich schätzen.
2. 1 gestricheltem Meßöffel NO<sub>2</sub> zugeben und durch Umschwenken auflösen.
1. Probegefäß mit der Wasserprobe mehrmals spülen und bis zum Markierungsstrich (5 ml) füllen.

**Gebrauchsanweisung:** siehe auch Pictogramm auf der Innenseite

**Testbesteck zur kolorimetrischen Bestimmung von Nitrit**

Dieser Test enthält keine kennzeichnungspflichtigen Gefahrstoffmengen.



# Nitrit $\text{mg/l NO}_2^-$

Nitrite  
Nitriti  
Nitrito  
Nitriet


Probe  
sample  
échantillon

campione  
muestra  
monster


**5 ml**




**1 x**




**10 min**




0.05



0.10



0.25



0.5



1.0

